



(사용동영상설명)



(고객서비스문의)

네오센서리 손목밴드 사용하기

네오센서리 손목밴드의 사용설명서는 사용설정과 일반적인 문제점을 해결 할 수 있습니다.

네오센서리 손목밴드는 소리를 진동으로 변환하는 유일한 제품으로 청각장애, 이명, 난청자와 같이 청각이 손상된 분에 최적화된 제품입니다.

(생활환경소리인식: 3~4주 / TV소리 이해: 3개월이상 / 이명감소: 최소10분 8주진행시 91%감소)

참고: 개인간의 편차가 있으며, 많은 청각장애인의 임상시험을 통해 검증 진행되었습니다.

제품 접수 후 전용 C타입 충전케이블로 30분간 녹색표시등 3개 표시, 완충될 때까지 충전하세요

● 네오센서리 손목밴드 제품 기능 및 내용



1 저자극 밴드 (Hypoallergenic band)

의료용 품질의 실리콘
편안하고 세척이 용이하며 항균성.

2 4개의 밴드 모터적용 (4 Buzz motors)

29,000개의 고유한 진동 패턴이 당신이 소리를
느끼고 해석할 수 있는 진동촉감으로 변환합니다.

3 밴드 홀더 (Band holder)

밴드 홀더를 쉽게 조정하여 밴드를 안전하게
고정, 유지할 수 있습니다.

4 마이크 감도 조정 (Adjust microphone sensitivity)

밴드가 모으는 소리의 양을 조정. 선택 할 수
있습니다. 배경 소음이 너무 많습니까?
마이크를 낮추기(-)만 하면 됩니다.

5 전원 버튼 (Power Button)

밴드 전원을 켜고, 끄는 버튼 (약 2초 누름)

E GLOBAL

Making Life Easy

(주)이글로벌-네오센서리 한국지사 www.eglobal.kr



(사용동영상설명)



(고객서비스문의)

네오센서리 손목밴드 시작하기

착용방법

1. 밴드가 손목에 꼭 맞을 때까지 스트랩을 고리에 밀어 넣습니다.
고리가 손목 아래쪽에 있고 밴드의 앞면이 손목 위쪽에 오도록 밴드를 착용하는 것이 좋습니다.
2. 밴드를 착용할 때 너무 조이지 않고, 꼭 맞도록 하고, 모터가 피부에 밀착되고, 손목이 편안해야 합니다.
3. 밴드의 조임을 결정했으면 루프를 사용하여 나머지 스트랩을 고정합니다.
(오른쪽 그림 참고)



손목밴드 설정방법

1. 밴드를 원하는 대로 조정했으므로, 전원 버튼을 2초 정도 누릅니다.
(왼쪽 그림 참고)
2. 전원 버튼을 길게 누르면, 밴드의 전면에 3개의 녹색 표시등이 나타납니다.
3. 밴드가 이제 켜져 있고, 사용할 준비가 되었습니다.



E GLOBAL

Making Life Easy

(주)이글로벌-네오센서리 한국지사 www.eglobal.kr



(사용동영상설명)



(고객서비스문의)

음성을 진동으로 느끼기

1. 소리를 내면서 각 소리가 내는 다른 진동을 느끼기 시작합니다.
박수를 치거나, 문을 두드리거나, 목소리를 사용해 보세요.
2. 당신의 두뇌가 다양한 소리의 고유한 진동을 학습하는 데는 몇 주 정도 걸린다는 점을 명심하십시오. 당신의 두뇌는 시간이 지남에 따라 소리를 진동 패턴과 일치시키기 시작할 것입니다. 손목밴드를 더 오랜 시간 많이 착용할수록 두뇌는 이러한 패턴을 더 빨리 학습합니다.
3. 다양한 환경에서 소리를 테스트하여 두뇌가 진동을 소리와 연결하도록 도울 수 있습니다.
문을 닫거나, 싱크대에 물을 흐르게 하거나, 초인종을 울리거나, 화재 경보기의 테스트 버튼을 눌러보십시오.
일주일에 2~3회 네오센서리(Neosensory) 앱의 연습 게임으로 연습하는 것을 권장합니다.

감도 조정하기 (실내 감도 2~3 레벨 & 실외 감도 1레벨 적용)

손목밴드는 사용 환경에 맞게 조정할 수 있습니다.

주변 소리를 더 많이 또는 덜 느끼도록 마이크 감도를 조정하여 이를 수행할 수 있습니다.



세 가지 마이크 감도 수준이 있습니다.

낮음(1개 녹색등), 중간(2개 녹색등), 높음(3개 녹색등).

E GLOBAL

Making Life Easy

(주)이글로벌-네오센서리 한국지사 www.eglobal.kr



(사용동영상설명)



(고객서비스문의)


+ 또는 - 버튼을 눌러 마이크 감도를 쉽게 전환할 수 있습니다.

감도가 낮을수록 더 적은 소리를 포착합니다. 고감도는 대부분의 소리를 포착합니다.

대부분의 사용자는 밴드를 착용할 때 중간 레벨이 가장 유용하다고 생각합니다.

네오센서리 앱 사용하기 앱 다운로드

Android 또는 iPhone 을 사용하는 경우 Google Play Store 또는 Apple App Store 에서 네오센서리(Neosensory) 연동 앱을 다운로드 할 수 있습니다.



다운로드가 완료되면 이메일 주소와 비밀번호로 계정을 생성하라는 메시지가 표시됩니다.


밴드를 앱과 연결하는 방법

1. 먼저 밴드 측면에 있는 버튼으로 밴드를 켵니다
(아직 하지 않은 경우).
2. 휴대폰의 블루투스가 켜져 있는지 확인



3. 네오센서리(Neosensory) 앱을 열고 화면의 지시를 따릅니다.

처음으로 밴드를 휴대폰에 연결하면 밴드가 네오센서리(Neosensory) 앱에 자동으로 나타납니다. 앱을 열 때마다 연결 과정을 거칠 필요가 없습니다.



E GLOBAL
Making Life Easy

(주)이글로벌-네오센서리 한국지사 www.eglobal.kr



(사용동영상설명)





(고객서비스문의)

모드 변경하기 (소리인식, 이명 프로그램)

앱에서 일상, 음악 및 취침 모드의 세 가지 모드 중 하나로 전환할 수 있습니다.

밴드가 앱에 연결되면 홈 화면에서 이러한 변경 작업을 수행할 수 있습니다.

왼쪽이나 오른쪽으로 화면을 밀어서 각 모드를 쉽게 전환할 수 있습니다.



일상 모드 (Everyday Mode)

이 모드를 사용하면 세상과 주변의 모든 것을 매일 즐길 수 있습니다. 대부분의 일상적인 환경에서 이 모드를 사용하십시오. 주변 환경에 맞게 조정되어 에어컨과 같은 불필요한 배경 소음을 제거합니다.

음악 모드 (Music Mode)

이 모드는 다른 수준에서 음악을 즐기고 경험하는 데 가장 적합합니다. 밴드를 착용할 때 볼륨을 높일 필요가 없습니다. 멜로디의 질감과 뉘앙스가 겹쳐진 비트의 맥박을 느낄 수 있는 모드입니다. 랩, 재즈, 컨트리 또는 발라드를 좋아하는 상관없이 밴드만 착용하면 됩니다.

수면 모드 (Sleeping Mode)

취침 중 비상 소리를 감지하는 모드입니다. 시끄러운 비상 소리만 알려줄 테니 안심하세요. 이 모드는 또한 모든 부드러운 소리를 잡을 필요가 없는 시끄러운 환경(예: 창고)에 사용할 수 있습니다.

E GLOBAL

Making Life Easy

(주)이글로벌-네오센서리 한국지사 www.eglobal.kr



(사용동영상설명)





(고객서비스문의)

이명 프로그램 (바이모달 자극법)

이명 (귀울림)을 관리하기 위해 매일 사용하세요.

진행 상황을 추적하고 단 2달(8주) 만에 결과를 확인하세요.

전용 앱을 열어 매일 최소 10 분 동안 트레이닝 톤을 재생합니다.



손목 밴드를 착용하면 각 소리를 들으면서 느낄 수 있습니다.

바이모달 자극법 (Bimodal stimulation-이중자극) 은 이명을 줄이기 위해 뇌를 훈련시킵니다.

E GLOBAL

Making Life Easy

(주)이글로벌-네오센서리 한국지사 www.eglobal.kr








(사용동영상설명)



(고객서비스문의)

본인에게 맞는 이명맞추기 방법



E GLOBAL
Making Life Easy

(주)이글로벌-네오센서리 한국지사 www.eglobal.kr






(사용동영상설명)



(고객서비스문의)

알람 설정방법 (20개 설정가능 + 24시간 설정시 스마트폰 알람이용)



E GLOBAL

Making Life Easy

(주)이글로벌-네오센서리 한국지사 www.eglobal.kr



(사용동영상설명)



(고객서비스문의)

설정하기 (Settings)

또한 앱에서 진동 강도 수준과 주파수 범위를 변경하고, 여러 장치가 있는 경우 장치를 전환하고, 밴드 이름을 지정할 수 있습니다. 이 설정은 피부의 진동을 덜 느끼고 싶거나 밴드가 저주파 또는 고주파 소리에 집중하도록 하려는 경우에 유용합니다. 집에 여러 대의 기기가 있는 경우, 특히 동일한 앱에서 기기를 제어하는 경우 기기 이름을 지정하면 유용합니다.




밴드 이름 지정하기 (이름 바꾸기탭)

이 기능을 사용하면 장치의 이름을 지정할 수 있습니다.

집에 다른 기기가 있는 경우 유용할 수 있습니다. 네오센서리 (Neosensory) 밴드의 고유한 이름을 간단하게 만들고 싶다면.

1. 네오센서리(Neosensory) 앱을 엽니다.
2. 밴드 전용 앱의 왼쪽 상단에 있는 메인 메뉴로 이동합니다.
3. 장치 관리 선택
4. 이름을 바꾸려는 밴드를 선택합니다.
5. 장치 이름 바꾸기 선택
6. 최대 10자로 고유한 이름 만들기



밴드 진동 강도 조정하기 (장치설정의 기본설정탭)

1. 네오센서리(Neosensory) 앱을 엽니다.
2. 왼쪽 상단에 있는 메뉴 아이콘을 누릅니다.
3. 밴드 설정 선택
4. 그런 다음 슬라이더를 왼쪽이나 오른쪽으로 움직여 밴드의 진동 강도를 변경할 수 있습니다.
(1은 부드럽게 4.5 오른쪽으로 갈수록 진동강도 높습니다)

E GLOBAL

Making Life Easy

(주)이글로벌-네오센서리 한국지사 www.eglobal.kr



(사용동영상설명)



(고객서비스문의)

주파수 설정 조정하기 (주파수 범위조정탭 단 300Hz~7500Hz 고정진행 권장)

밴드가 응답하는 주파수 범위를 변경할 수 있습니다.

(예: 고주파음만 또는 저주파음만)

1. 네오센서리(Neosensory) 앱을 엽니다.
2. 왼쪽 상단에 있는 메뉴 아이콘을 누릅니다.
3. 주파수 범위 선택
4. 이러한 변경을 수행하려면 슬라이더를 원하는 범위로 이동하면 해당 설정이 변경될 때까지 저장됩니다.

E GLOBAL

Making Life Easy

(주)이글로벌-네오센서리 한국지사 www.eglobal.kr